

FIXMASK

FIJADOR DE MASCARILLA PARA GOODCARE Y EVONY REUTILIZABLE NEOPRENO 50 LAVADOS

Se coloca encima de las mascarillas quirúrgicas GOODCARE y EVONY con el fin de reducir el porcentaje de fuga por debajo del 8% [* La normativa UNE EN 149:2001+A1:2010 indica que el porcentaje de fuga debe ser inferior al 8% para las FFP2., así mismo, indica que el porcentaje de filtración vírica VFE para las mascarillas FFP2 debe ser del 94% mínimo].

Además gracias al ajuste ejercido sobre la mascarilla evita que se empañen las gafas.



MATERIALES

- Cuerpo de la mascarilla: Neopreno 92% Poliéster +8% Elastano (sin látex) Alta resistencia al peeling.
- Bies: 100% Poliéster elástico (sin látex) Hidrofugado + Antibacteriano.
- Arnés de oreja: 85% Poliéster, 15% Elastano (sin látex).

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES

Homologación CWA 17553-2020

Nuestro fijador reutilizable de Neopreno a una sola capa, cumple con la certificación Europea CWA 17553-2020 manteniendo hasta 50 lavados a 60°C una eficacia de filtración bacteriana >87,5% y un nivel de respirabilidad inferior a <31 Pa/cm².

CERTIFICADOS (laboratorios autorizados):

- Certificado-Informe AMSLAB 20/10/2020 N°/Report 20-005095
- Certificado-Informe AITEX 15/05/2020 - 20/10/2020 N° 2020TM4921

Para más información sobre los certificados de FixMask, puede enviarnos un mail a info@keepwork.es.

***ADVERTENCIA:** este dispositivo NO es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745 [mascarillas quirúrgicas], ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2019/425 [equipos de protección respiratoria]

LAVADO Y SECADO DEL FIJADOR

- Realizar un ciclo completo de lavado en lavadora (humedecer, lavar y enjuagar) con el detergente habitual a una temperatura de 60°C.
- El fijador se debe lavar con lastre (por ejemplo toallas o sábanas) en la lavadora, para preservar el aspecto mecánico del lavado.
- No lavar en seco ni utilizar suavizantes para ropa.
- No utilizar lejía.
- Evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar el fijador sucio.
- Se recomienda que el fijador se seque completamente dentro de las 2h posteriores al lavado.
- Dejar secar al aire libre en un ambiente donde no se pueda contaminar.
- No se debe secar ni higienizar en un horno microondas ni un secador de pelo, debido a la falta de control de temperatura del fijador.

ELIMINACIÓN DEL FIJADOR

Se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa. También se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

INSTRUCCIONES DE USO

